

Οδηγίες προετοιμασίας δείγματος



Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

Το βασικό μέλημα της Genekor είναι τα δείγματα που παραλαμβάνονται να είναι τα κατάλληλα για την ανάλυση που έχει ζητηθεί, να συσκευάζονται και να αποστέλλονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ο σκοπός της λίστας αυτής είναι να πετύχουμε ακριβώς αυτό. Για τυχόν ερωτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το αίμα θα πρέπει να συλλέγεται σε φιαλίδια EDTA. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο φιαλίδια για την εξέταση. Η αιμοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο κέντρο της επιλογής σας. Η Genekor δεν πραγματοποιεί αιμοληψίες στις εγκαταστάσεις της ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το δείγμα αίματος μπορεί να διατηρηθεί στους 4°C στη συντήρηση του ψυγείου.

*ΜΗΝ καταψύχετε το δείγμα.



ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

* Κατά τη θερινή περίοδο, συστήνουμε να υπάρχει μια παγοκύστη μέσα στο Kit (η παγοκύστη ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να έρχεται απευθείας σε επαφή με το δείγμα).

1. Τοποθετήστε το έντυπο αίτησης της Genekor και όλα τα σχετικά ασφαλιστικά έγγραφα και εκθέσεις του ασθενή στο Genekor Specimen Kit.

2. Τοποθετήστε το δείγμα στο Genekor Specimen Kit (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης Genekor και των σχετικών εκθέσεων ασθενούς και ασφαλιστικά έγγραφα) στη συσκευασία που διατίθεται και σφραγίστε τη.

3. Στείλετε το ολοκληρωμένο Genekor Specimen Kit (έντυπο αίτησης ασφαλιστικά στοιχεία και δείγματα) στη διεύθυνση:

Genekor Medical S.A.
Λ. Σπάτων 52.
153 44 Γέρακας, Αθήνα

Τοποθετήστε όλα τα μέρη του δείγματος (έντυπο στοιχεία και δείγματα) στο Genekor Specimen Kit και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για την παραλαβή του δείγματος.

* **ΠΡΟΣΟΧΗ**, φιαλίδια που δεν φέρουν το ονοματεπώνυμο ή/και τον κωδικό του εξεταζόμενου **ΔΕΝ** θα γίνονται δεκτά.

www.genekor.com

Καλέστε στο **210 603 2138** για ερωτήσεις ή για να ζητήσετε Genekor Specimen Kits.

info@genekor.com