

## Instrucțiuni de pregătire a probei



**Genekor**  
Committed to Biotechnological Innovation

Lista de mai jos a fost concepută pentru a putea lucra împreună cu scopul de a găsi cea mai bună probă pentru fiecare pacient. Va rugăm să contactați departamentul de relații clienți pentru întrebări adiționale.

### TIPUL PROBEI

#### PROBĂ DE SÂNGE

Sângele trebuie recoltat în eprubete EDTA. Pentru analiză este necesar minim 2 eprubete EDTA. Recoltarea sângelui se poate face în orice centru calificat. În cadrul companiei Genekor nu se fac recoltări.



### PASTRAREA PROBEI

Proba de sânge poate fi ținută la temperatura de 4°C în frigider.

**\* PROBA NU TREBUIE CONGELATĂ.**



**NU TREBUIE CONGELATĂ**

#### Instrucțiuni de trimitere

\* În timpul perioadei de vară, va recomandăm să aveți un pachet de gheață în kit (pachetul de gheață NU ar trebui să atingă direct proba).

1. În kitul oferit de Genekor, alături de proba, adăugați consimțământul informat completat cu toate detaliile pacientului și toate documentele relevante ale acestuia

2. Puneți kitul oferit de Genekor (inclusiv consimțământul informat și documentele pacientului) într-un plic sigilat.

3. Trimiteți kitul complet (consimțământ informat, copie carte de identitate, buletin histopatologic și proba) către:

**Genekor Biotechnology SRL**  
**Str. Nicolae Caramfil, Nr. 53, Sector 1, București**

Adaugați toate documentele în kit și contactați departamentul relații clienți pentru a programa o comanda de preluare.

\* **ATENȚIE**, eprubetele care nu sunt etichetate cu numele complet și/ sau codul pacientul **NU** vor fi procesate.

[www.genekor.com](http://www.genekor.com)

Vă rugăm contactați **0312 289 800/801** pentru orice informație sau dacă aveți nevoie de kituri noi de recoltare din partea Companiei Genekor.

[ro@genekor.com](mailto:ro@genekor.com)